

WHITE BEAUTY PROFESSIONAL QUICK MASK BLUE

光固化液体牙龈屏障

White Beauty Professional QUICK MASK BLUE 是一种光固化液体屏障，用于在专业牙齿美白过程中保护软组织。

成分
Diurethane Dimethacrylate, 4-methacryloxyethyl Trimellitic anhydride, Silicon dioxide, Titanium dioxide, Light initiators, Saccharin Sodium, Pigment.

使用方法

- 涂敷 White Beauty Professional QUICK MASK BLUE 前，擦干需要保护的区域。
- 可放置棉卷以提高患者舒适度。
- 涂敷及随后光固化期间，应防止材料受到唾液污染。
- 取下注射器盖帽并安装涂敷针。
- 专业美白前，在牙齿邻间牙龈上形成约 6 mm 高、1 mm 厚的保护层。材料应覆盖牙龈约 ½ mm 的牙釉质。保护范围应延伸至最后一颗待美白牙齿之外。
- 使用功率至少为 500 mW/cm² 的普通光固化灯照射每个区域 5-10 秒。使用功率更高的灯时，可能需要较短时间。
- 检查该区域的硬度。如需在牙上进行第二次操作，开始前等待 10 秒。固化后，White Beauty Professional QUICK MASK BLUE 会呈现湿润、有光泽的材料层。如透过固化材料仍可见软组织，应重新涂敷，直至看不到牙龈。
- 液体屏障在软组织上的留置时间不得超过 40 分钟。
- 移除：用手用器械提起固化屏障的一角；材料应完整地一次性取下。移除棉卷并彻底冲洗。

警告

- 涂敷针为一次性用品，仅供一名患者使用。
- 在下次使用前，用盖帽重新封闭注射器。
- 不得吞咽。
- 置于儿童不能触及之处。
- 任何区域照射时间过长均可能产生过多热量，使对热高度敏感的患者感到不适。

10°C 24°C

CE

WHITE BEAUTY PROFESSIONAL QUICK MASK BLUE

ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΥΓΡΟΣ ΟΥΛΙΚΟΣ ΦΡΑΓΜΟΣ

To White Beauty Professional QUICK MASK BLUE είναι φωτοπολυμεριζόμενος υγρός φραγμός για την προστασία των μαλακών ιστών κατά την επαγγελματική λεύκανση.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Diurethane Dimethacrylate, 4-methacryloxyethyl Trimellitic anhydride, Silicon dioxide, Titanium dioxide, Light initiators, Saccharin Sodium, Pigment.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Στεγνώνετε την περιοχή πριν από την εφαρμογή του White Beauty Professional QUICK MASK BLUE.
- Για την άνεση του ασθενούς μπορούν να τοποθετηθούν τολύπια βάμβακος.
- Απομονώστε το υλικό από το σόλο κατά την εφαρμογή και τον επακόλουθο φωτοπολυμερισμό.
- Αφαίρεστε το πάγμα της σύριγγας και τοποθετήστε βελόνα εφαρμογής.
- Πριν από την επαγγελματική λεύκανση, προστατεύστε τα ούλα δίπλα στο δόντι με στρώμα ύφους περίπου 6 mm και πάχους 1 mm. Το υλικό πρέπει να καλύπτει περίπου ½ mm αδοναμνίνης στη μυλική περιοχή. Επεκτείνετε την προστασία πέρα από το τελευταίο δόντι προς λεύκανση.
- Ακτινοβολήστε κάθε τμήμα για 5–10 δευτερόλεπτα με συνήθη λυχνία φωτοπολυμερισμού ισχύος τουλάχιστον 500 mW/cm². Με ισχυρότερη λυχνία μπορεί να απαιτείται μικρότερος χρόνος.
- Ελέγξτε τη σκληρότητα. Εάν απαιτείται δεύτερο πέραςμα στο τόξο, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα. Μετά τον πολυμερισμό, το White Beauty Professional QUICK MASK BLUE εμφανίζει υγρή, γυαλιστερή στρώση. Εάν φαίνεται μαλακός ιστός μέσα από το υλικό, εφαρμόστε ξανά μέχρι να μη φαίνονται τα ούλα.
- Μην αφήνετε τον υγρό φραγμό στους μαλακούς ιστούς για περισσότερο από 40 λεπτά.
- Αφαίρεση: ανασηκώστε μία γωνία του σκληρωμένου φραγμού με εργαλείο χειρός· το υλικό πρέπει να αφαιρεθεί σε ένα τεμάχιο. Αφαίρεστε τα τολύπια και ξεπλύνετε σχολαστικά.

10°C 24°C

CE

禁忌症

White Beauty Professional QUICK MASK BLUE 禁用于有严重甲基丙烯酸酯过敏反应史的患者。

副作用

接触本产品可能会加重既往皮肤和眼部疾病。

储存

在 10° C–24° C 条件下储存。如冷藏，使用前应恢复至 21° C–24° C。不得在含丁香酚的材料附近储存。不得让 White Beauty Professional QUICK MASK BLUE 暴露于高温或强光。有效期适用于正确储存的产品。

注意事项

本产品仅限牙科专业人员销售和使用。开始治疗前阅读使用说明。仅按说明使用。置于儿童不能触及之处。仅可按照本说明书规定在口腔内使用，并严格遵守具体使用说明。

仅供专业使用。

AR

حاجز لثوي سائل متصلب بالضوء

White Beauty Professional QUICK MASK BLUE سائل متصلب بالضوء، يُطوّر لحماية الأنسجة الرخوة أثناء التبييض الاحراقي للمكّنات
Diurethane Dimethacrylate, 4-methacryloxyethyl Trimellitic anhydride, Silicon dioxide, Titanium dioxide, Light initiators, Saccharin Sodium, Pigment.
طريقة الاستخدام

- White Beauty يُطبّق المنطقة المراد حمايتها قبل تطبيق White Beauty Professional QUICK MASK BLUE.
- يمكن وضع لفائف قطنية لراحة المريض
- اعزل المادة عن التلوث بالغالب أثناء التطبيق والمتصلب اللاحق بالضوء

- أزل غطاء المنطقة ولتّب إبرة التطبيق قبل التبييض الاحراقي. احمِ اللثة المجاورة للسن بطبقة ارتفاعها نحو ٦ مم ومساكنها ١ مم. يجب أن تغطي المادة نحو ١/٥ مم من الحينا في الجزء الناجي. مدّد الحبيالة إلى ما بعد آخر سن مراد تبييضه
- عزّ كل جزء للشو، لمدة ١٠-٥ ثواني باستخدام مصباح متصلب غادي بغرفة لا تقل عن ٥٠٠ ملي واط/سم². قد يلزم وقت أقصر عند استخدام مصباح أقوى

- اختر صلاية المنطقة إذا لزم المرور مرّة ثانية على القوس. انتظر White Beauty Professional QUICK MASK BLUE ١٠ ثواني قبل البدء. بعد التصلب، تظهر كطبقة رطبة والدمعة. إذا أمكن رؤية الأنسجة QUICK MASK BLUE الرخوة عبر المادة المتصلبة، أعد التطبيق حتى لا تعود اللثة مرئية
- لا تترك الحاجز السائل على الأنسجة الرخوة لأكثر من ٤٠ دقيقة
- الزالة: ارفع إحدى زوايا الحاجز المتصلب بأداة يدوية، يجب أن تنفصل المادة بالكامل كقطعة واحدة. أزل اللسانف النظيفة والمطف جيداً

- إبر التطبيق مخصصة للاستعمال مرّة واحدة ولمريض واحد فقط
- أغلق الحاكمة بغطائها حتى الاستخدام التالي
- لا تتلصق المنتج
- يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال
- قد يؤدي التعرض الطويل جداً في أي منطقة إلى توليد حرارة مفرطة

والتناسب في لزعاغ المرضى ذوي الحاسبة العالية للحرارة
موانع الاستعمال

White Beauty Professional QUICK MASK BLUE يُمنع استخدام

لدى المرضى الذين لديهم تاريخ من تفاعل تحسسي شديد تجاه الميثاكريلات

الآثار الجانبية

قد تتفاقم الحالات الموجودة مسبقاً في الجلد والعينين نتيجة التعرض

لهذا المنتج التخزين

٢٤°C-١٥°C لحظ في التاجية، يُترك ليصل إلى ٢١°C-٢٤°C يُحفظ بين ٢١°C قبل الاستخدام. لا يُحفظ قرب مواد تحتوي على الأوجينول. لا تعرّض White Beauty Professional QUICK MASK BLUE لحرارة مرتفعة أو ضوء شديد. ينطبق تاريخ انتهاء الصلاحية على المنتج المحفوظ بصورة صحيحة

ملاحظات

يقتصر بيع هذا المنتج واستخدامه على اختصاصيي طب الأسنان
اقرأ تعليمات الاستخدام قبل بدء العلاج. استخدمه فقط بالطريقة الموضحة
يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يُستخدم حصراً داخل تجويف الفم وفقاً لهذه الشرة، وما يتفق تماماً مع تعليمات الاستخدام المحددة

منتج للاستخدام المهني فقط

SVJETLOSNOS POLIMERIZIRAJUČA TEKUČA ZAŠTITA DESNI

White Beauty Professional QUICK MASK BLUE svjetlosno je polimerizirajuća tekuća zaštita za zaštitu mekih tkiva tijekom profesionalnog izbjeljivanja.

SASTOJCI

Diurethane Dimethacrylate, 4-methacryloxyethyl Trimellitic anhydride, Silicon dioxide, Titanium dioxide, Light initiators, Saccharin Sodium, Pigment.

UPUTE ZA UPORABU

- Osušite područje prije nanošenja White Beauty Professional QUICK MASK BLUE.
- Za udobnost pacijenta mogu se postaviti pamučni valjci.
- Tijekom nanošenja i polimerizacije zaštitite materijal od sline.
- Skinite čep štrcaljke i postavite aplikacijsku iglu.
- Zaštitite desni uz zub slojem približno 6 mm visine i 1 mm debljine. Materijal treba prekriti približno ½ mm cakline u koronarnom dijelu. Proširite zaštitu izvan posljednjeg zuba koji se izbjeljuje.
- Osvjetlite svaki dio 5-10 sekundi lampom snage najmanje 500 mW/cm². Uz snažniju lampu može biti potrebno kraće vrijeme.
- Provjerite tvrdoću. Prije drugog prolaza pričekajte 10 sekundi. Polimerizirani White Beauty Professional QUICK MASK BLUE tvori vlažan, sjajan sloj. Ako se vidi meko tkivo, ponovno nanosite dok desni nisu više vidljive.
- Ne ostavljajte zaštitu na mekim tkivima dulje od 40 minuta.
- Uklanjanje: podignite kut ručnim instrumentom; materijal bi se trebao odvojiti u jednom komadu. Uklonite pamučne valjciće i temeljito isperite.

UPOZORENJA

- Aplikacijske igle jednokratne su i za jednog pacijenta.
- Zatvorite štrcaljku čepom do sljedeće uporabe.
- Ne gutati.
- Čuvati izvan dohvata djece.
- Predugo izlaganje može stvoriti prekomjernu toplinu i nelagodu kod pacijenata osjetljivih na toplinu.

KONTRAINDIKACIJE

White Beauty Professional QUICK MASK BLUE kontraindicirana je u pacijenata s anamnezom značajne alergijske reakcije na metakrilate.

NUSPOJAVE

Postojeća stanja kože i očiju mogu se pogoršati izlaganjem proizvodu.

ČUVANJE

Čuvati između 10°C i 24°C. Nakon hlađenja prije uporabe dovesti na 21°C-24°C. Ne čuvati blizu materijala s eugenolom. Ne izlagati visokoj temperaturi ni jakom svjetlu. Rok valjanosti odnosi se na pravilno čuvan proizvod.

NAPOMENE

Prodaja i uporaba rezervirane su za stomatološke stručnjake.
Prije tretmana pročitajte upute. Upotrebljavajte samo kako je opisano.
Čuvati izvan dohvata djece. Upotrebljavati isključivo u usnoj suplinji prema ovoj uputi i posebnim uputama.

PROIZVOD ISKLJUČIVO ZA PROFESIONALNU UPORABU.

10°C 24°C

CE

FÉNYRE KEMÉNYEDŐ FOLYÉKONY INYVÉDŐ

A White Beauty Professional QUICK MASK BLUE fényre keményedő folyékony inyvédő, amelyet a lágyyszövetek professzionális fogfehérítés alatti védelmére fejlesztettek ki.

ÖSSZETEVŐK

Diurethane Dimethacrylate, 4-methacryloxyethyl Trimellitic anhydride, Silicon dioxide, Titanium dioxide, Light initiators, Saccharin Sodium, Pigment.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- Az alkalmazás előtt zárítsa meg a White Beauty Professional QUICK MASK BLUE termékkel védendő területet.
- A beteg kényelme érdekében vattatekercsek helyezhetők be.
- Az alkalmazás és a fényre keményítés során óvja az anyagot a nyálal való szennyeződéstől.
- Távolítsa el a feskendő kupakját, és helyezze fel az applikációs tűt.
- Fogfehérítés előtt védje a fog melletti ínyt körülbelül 6 mm magas és 1 mm vastag réteggel. Az anyagnak a koronális részen körülbelül ½ mm zománcot kell fednie. A védelmet terjeszse túl az utolsó fehérítendő fagon.
- Minden szakaszt 5–10 másodpercig világítson meg legalább 500 mW/cm² teljesítményű polimerizációs lámpával. Erősebb lámpánál rövidebb idő is elegendő lehet.
- Ellenőrizze a keménységet. Második áthaladás előtt várjon 10 másodpercet. A megkeményedett White Beauty Professional QUICK MASK BLUE nedves, fényes réteget képez. Ha lágyszövet látható, vigye fel újra, amíg az íny már nem látható.
- Legfeljebb 40 percig hagyja a lágyszöveteken.
- Éltávolítás: kész műszerrel emelje fel a megszáradult inyvédő egyik sarkát; az anyagnak egy darabban kell leválnia. Távolítsa el a vattatekercseket, és alaposan öblítsen.

FIGYELMEZTETÉSEK

- Az applikációs tűk egyszer használatosak, csak egy betegnél alkalmazhatók.
- A következő használatig zárja le a feskendőt.
- Tilos lenyelni.
- Gyermekektől elzárva tartandó.
- A túl hosszú expozíció túlzott hőt és kellemetlenséget okozhat a hőre nagyon érzékeny betegeknek.

ELLENJAVALLATOK

A White Beauty Professional QUICK MASK BLUE ellenjavallt olyan betegnek, akiknél korábban jelentős allergias reakció lépett fel metakrilátokra.

MELLÉKHATÁSOK

A fennálló bőr- és szembetegségek a termék hatására súlyosbodhatnak.

TÁROLÁS

10°C és 24°C között tárolandó. Hűtött tárolás esetén használat előtt 21°C-24°C-ra kell melegednie. Eugenolt tartalmazó anyagok közelében nem tárolható. A White Beauty Professional QUICK MASK BLUE terméket ne tegye ki magas hőmérsékletnek vagy erős fénynek. A lejáratú idő megfelelően tárolt termékre vonatkozik.

MEGJEGYZÉSEK

Értékesítése és használata fogászati szakemberek számára van fenntartva.
A kezelés előtt olvassa el az utasításokat. Csak a leírtak szerint használja.
Gyermekektől elzárva tartandó. Kizárólag a szájuregben, a jelen tájékoztató és a használati utasítás szerint alkalmazható.

KIZÁRÓLAG HASZNÁLATRA.

PROFESSIONÁLIS

LYSHÆRDEDE FLYDENDE TANDKØDSBARRIERE

White Beauty Professional QUICK MASK BLUE er en lyshærdende flydende barriere til beskyttelse af bløddelle under professionel tandblegning.

INGREDIENSER

Diurethane Dimethacrylate, 4-methacryloxyethyl Trimellitic anhydride, Silicon dioxide, Titanium dioxide, Light initiators, Saccharin Sodium, Pigment.

BRUGSANVISNING

- Tør området for påføring af White Beauty Professional QUICK MASK BLUE.
- Vattruller kan placeres af hensyn til patientens komfort.
- Isoler materialet fra spyt under påføring og lyshærdning.
- Fjern sprøjtnes hætte, og monter en applikationskanyl.
- Beskyt tandkødet ved tanden med et cirka 6 mm højt og 1 mm tykt lag. Materialet skal dække cirka ½ mm emalje i den koronale del. Udvid beskyttelsen ud over den sidste tand, der skal bleges.
- Belys hvert afsnit i 5–10 sekunder med en polymerisationslampe på mindst 500 mW/cm². En kraftigere lampe kan kræve kortere tid.
- Kontroller hårdheden. Vent 10 sekunder før en eventuel anden passage. Hærdet White Beauty Professional QUICK MASK BLUE fremstår fugtigt og blank. Hvis bløddele kan ses, påføres igen, indtil tandkødet ikke længere er synligt.
- Må højst blive på bløddelen i 40 minutter.
- Fjernelse: løft et hjørne med et håndinstrument; materialet bør fjernes i ét stykke. Fjern vattruller, og skyl grundigt.

ADVARSLER

- Aplikationskanyler er til engangsbrug og én patient.
- Luk sprøjten med hættten indtil næste brug.
- Må ikke indtages.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- For lang eksponering kan skabe for høj varme og ubehag hos varmfølsomme patienter.

KONTRAINDIKATIONER

White Beauty Professional QUICK MASK BLUE er kontraindiceret hos patienter med tidligere betydelig allergisk reaktion på methacrylater.

BIVIRKNINGER

Ekisterende hud- og øjenidelser kan forværes ved eksponering.

OPBEVARING

Opbevares mellem 10°C og 24°C. Efter nedkøling bringes produktet til 21°C-24°C før brug. Må ikke opbevares nær materialer med eugenol. Må ikke udsættes for høj temperatur eller kraftigt lys. Udløbsdatoen gælder for korrekt opbevaret produkt.

BEMÆRKNINGER

Salg og anvendelse er forbeholdt tandlægefagligt personale.
Læs brugsanvisningen før behandling. Må kun anvendes som beskrevet.
Opbevares utilgængeligt for børn. Må kun anvendes i mundhulen som angivet i denne indlægseddel og de specifikke instruktioner.

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG.

10°C 24°C

CE

LIJUSHÄRDANDE FLYTANDE TANDKÖTTSSBARRIERÄRE

White Beauty Professional QUICK MASK BLUE är en ljushärdande flytande barriär för skydd av mjukvävnad under professionell tandblekning.

INGREDIENSER

Diurethane Dimethacrylate, 4-methacryloxyethyl Trimellitic anhydride, Silicon dioxide, Titanium dioxide, Light initiators, Saccharin Sodium, Pigment.

BRUKSANVISNING

- Torka området före applicering av White Beauty Professional QUICK MASK BLUE.
- Bomullsrullar kan placeras för patientens komfort.
- Isolera materialet från saliv under applicering och ljushärdning.
- Ta bort sprutans lock och montera en appliceringskanyl.
- Skydda tandkötet intill tanden med ett cirka 6 mm högt och 1 mm tjockt lager. Materialet bör täcka cirka ½ mm emalj i den koronala delen. Utöka skyddet bortom den sista tanden som ska bleskas.
- Belys varje sektion i 5–10 sekunder med en hårdlampa på minst 500 mW/cm². Kortare tid kan krävas med en starkare lampa.
- Kontrollera hårdheten. Vänta 10 sekunder före en eventuell andra passage. Hårdad White Beauty Professional QUICK MASK BLUE bildar ett fuktigt, blankt lager. Om mjukvävnad syns, applicera igen tills tandkötet inte längre syns.
- Låt inte barriären ligga på mjukvävnaden längre än 40 minuter.
- Avlägsnande: lyft ett hörn med ett handinstrument; materialet bör lossna i ett stycke. Ta bort bomullsrullar och skölj noggrant.

VARNINGAR

- Appliceringskanyler är för engångsbruk och en patient.
- Stäng sprutan med locket fram till nästa användning.
- Får inte sväljas.
- Förvaras utom räckhåll för barn.
- Alltför lång exponering kan skapa överdriven värme och obehag hos värmekänsliga patienter.

10°C 24°C

CE

INSTRUCTIONS ALSO IN OTHER LANGUAGES THAT CAN BE DOWNLOADED BY SCANNING THE QR CODE

